单摆法测重力加速度

一、实验简介

单摆实验是个经典实验,许多著名的物理学家都对单摆实验进行过细致的研究。本实验的目的是进行简单设计性实验基本方法的训练,根据已知条件和测量精度的要求,学会应用误差均分原则选用适当的仪器和测量方法,学习累积放大法的原理和应用,分析基本误差的来源,提出进行修正和估算的方法。

二、实验原理

1、单摆的一级近似的周期公式为

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

由此通过测量周期 T, 摆长 1 求重力加速度。

2、不确定度均分原理

在间接测量中,每个独立测量的量的不确定度都会对最终结果的不确定度有贡献。如果已知各测量之间的函数关系,可写出不确定度传递公式,并按均分原理,将测量结果的总不确定度均匀分配到各个分量中,由此分析各物理量的测量方法和使用的仪器,指导实验。一般而言,这样做比较经济合理。对测量结果影响较大的物理量,应采用精度较高的仪器,而对测量结果影响不大的物理量,就不必追求高精度仪器。

三、实验内容

- 1、游标卡尺的使用
 - 使用游标卡尺,测量5次单摆摆球的直径,记录数据。
- 2、螺旋测微计的使用
 - 使用螺旋测微计,测量5次单摆摆球的直径,记录数据。
- 3、电子秒表的使用
 - 使用电子秒表测量单摆摆动5个周期的时间,记录数据。
- 4、根据不确定度均分原理,设计单摆测量重力加速度 g
 - (1) 根据误差均分原理, 自行设计试验方案, 合理选择测量仪器和方法.
 - (2) 测量重力加速度 g, 测量精度要求 \triangle g/g < 1%.

可提供的器材及参数:

游标卡尺,米尺,千分尺,电子秒表,支架,细线(尼龙线),钢球,摆幅测量标尺(提供硬白纸板自制),天平(公用).

假设摆长 $1 \approx 70.00$ cm;摆球直径 $D \approx 2.00$ cm;摆动周期 $T \approx 1.700$ s; 米尺精度 \triangle 米 ≈ 0.05 cm;卡尺精度 \triangle 卡 ≈ 0.002 cm;千分尺精度 \triangle 千 ≈ 0.001 cm;秒表精度 \triangle 秒 ≈ 0.01 s;根据统计分析,实验人员开或停秒表反应时间为 0.1s 左右,所以实验人员开,停秒表总的反应时间近似为 \triangle 人 ≈ 0.2 s.

5、利用单摆测量重力加速度 g

利用实验室提供的单摆仪,调整并确定合适的摆线长度,测量重力加速度

四、实验仪器

单摆仪

实际照片和仿真图片的显示






- 1.拖动摆球让摆球摆动
- 2.用鼠标左键或者右键点击摆线末端的旋钮来增大或者减小摆线长

游标卡尺

实际照片和仿真图片的显示





操作提示:

- 1.可以拖动副尺部分,改变测量卡口张开的大小
- 2.可以用鼠标左键或者右键点击锁定旋钮,来锁住或者解锁副尺

螺旋测微器

实际照片和仿真图片的显示





鼠标左键或者右键点击转轴可以向上或者向下旋转转轴 鼠标左键或者右键点击锁,可以锁定或者解锁

电子秒表

实际照片和程序中的显示






鼠标点击开始暂停按钮可以开始或者暂停计时 鼠标点击复位按钮可以对秒表复位

米尺

实际照片和程序中的显示







用鼠标拖动左侧全景图中的白色区域,改变右侧放大区域对应的位置 在右侧图中拖动米尺,可以改变米尺位置。

五、实验指导

『具体仪器操作见仪器说明』

准备仪器


将需要用到的仪器,从仪器栏中拖到桌面上来。鼠标移动到仪器上的时候,可以在提示信息栏中看见相应的提示信息。



使用仪器之前需要双击打开调节窗口再进行调节。

测量摆球直径


双击打开千分尺或者游标卡尺窗口,点击开始测量按钮,将小球拖入进行测量。



测量完成后关闭窗口。

调节摆线长度

双击米尺打开米尺测量窗口,双击单摆打开单摆窗口。按住单摆窗口中摆线末端的旋钮调节摆线长度,在米尺窗口中读出摆线长度。



测量摆动周期

打开单摆窗口和电子秒表窗口。拖动小球使其摆动,使用秒表测量周期。



填写实验数据

点击"记录数据"按钮,将实验所测得的数据填入到实验数据表格中。

六、思考题

- 1. 测量单摆周期要测几十次, 而不是一次为什么?
- 2. 摆长是指哪两点间距离?如何测量?
- 3. 为什么计时应以摆球通过平衡位置开始计算?

七、参考资料

吴泳华,霍剑青,熊永红.《大学物理实验》第一册.高等教育出版社.2001.